



# Durchlauf-Schweißmaschinen

für Schutzverpackungen



polystar® 981 DSM



981 DSM mit Beutelauflagetisch



981 DSM mit Rollenbahn

www.polystar-hamburg.de eMail: info@polystar-hamburg.de



### **RISCHE + HERFURTH GMBH** Maschinen- und Apparatebau

Kedenburgstraße 53-59, 22041 Hamburg Telefon +49 40 65 69 03-0 Telefax +49 40 65 61 890



## In-Process-Check: Mit Sicherheit steril!



### **Einsatzgebiet:**

Überall dort, wo validierbare Siegelprozesse ein unbedingtes Muss sind, sollten die **polystar®** Durchlauf-Schweißmaschinen der **981 DSM-Serie** eingesetzt werden.

Siegeln, Dokumentieren und -optional- Drucken ist so einfach wie nie. Definieren Sie relevante Siegel-Parameter mit Hilfe der alphanumerischen Tastatur und überwachen Sie die laufenden Siegelprozesse mit dem *In-Process-Check* auf einem Blick.

Dokumentiert werden die Siegel-Parameter direkt mit Aufdruck auf der Schutzverpackung und/oder gespeichert auf einem USB-Stick oder über RS232-Schnittstelle direkt auf Ihren PC.

### **Bedienung:**

Nach einer kurzen Aufheizphase ist die dauerbeheizte **polystar**® Durchlauf-Schweißmaschine für das kontinuierliche Versiegeln von Sterilbarrieresystemen einsatzbereit.

Sowohl die Bedienung als auch die Menüführung sind intuitiv und erübrigen eine lange Anlernzeit. Die zu versiegelnde Verpackung wird von links manuell der Durchlauf-Schweißmaschine zugeführt. Das Verpackungsmaterial wird von der Maschine erfasst und selbsttätig durch die Heiz- und Kühlzone transportiert. Mit einer konstanten Geschwindigkeit von 8,5 m pro Minute wird die Sterilfolie sofort von zwei Prägerollen mit überwachtem Andruck verschlossen.

### **Ausstattung:**

- konform nach DIN EN ISO 11607-2. EN 868-5 und DIN 58953
- Gehäuse, Beutelauflagetisch und Rollenbahn aus NIROSTA-Edelstahl
- 15 mm Wellenprägenaht
- Konstante Durchlaufgeschwindigkeit 8,5 m/Min. (± 5%)
- Konstanter Andruck 100 N (± 5%)
- Wählbarer Andruck-Toleranzbereich: 90 140 N
- Wählbarer Temperaturbereich: 50° 199°C
- Temperaturtoleranz ± 5°C
- Automatische Überwachung der Siegelparameter durch In-Process-Check
- akustische und visuelle Warnmeldung bei Überschreiten der definierten Toleranzen
- Dokumentation durch Aufdruck und/oder Speichern über USB- oder RS232-Schnittstelle
- Automatischer Start/Stopp des Transportsystems
- Digitaler Stückzähler
- Optional mit Nadeldrucker, Beutelauflagetisch und Rollenbahn lieferbar



