



PRODUKTSPEZIFIKATION



Produkt: CEDERROTH EYE&WOUND CLEANSING SPRAY 150 ML

Referenznummer: 726000



1. Allgemeine Beschreibung

Eine tragbare Sprayflasche mit 150 ml physiologischer ungepufferter Natriumchloridlösung (0,9 %), frei von Konserverungsmitteln. Die Düse kann sowohl für beide Augen als auch für Wunden verwendet werden. Der Sprühkopf ist durch eine Kunststoffkappe und einen Originalitätsverschluss geschützt. Das Stickstofftreibgas hat keinen Kontakt mit der Lösung. Die Lösung ist bis zum letzten Tropfen steril.

2. Verwendungszweck

Das Cederroth Eye&Wound Cleansing Spray dient dem Ausspülen und Säubern von Staub und Schmutz aus den Augen und Wunden.

3. Technische

Beschreibung

Produktabmessungen

Sprayflasche (Dose)

Breite (mm):	53
Höhe (mm)	162
Füllmenge (ml):	150

Material

Flüssigkeit	Steriles Natriumchlorid (NaCl) 0,9 %. Frei von Konservierungsmitteln
Dose	Aluminium
Bag-on-Valve	4 Schichten PP-OPA-ALU-PET
Sprühkopf	Weißes POM
Kappe	Transparentes PP

4. Sterilisierung

Sterilisierungsmethode: Bestrahlung

5. Zusammensetzung

Konsumentenverpackung

<u>Ref#</u>	<u>Produkt/Material</u>	<u>Menge</u>
726000	Cederroth Eye&Wound Cleansing Spray	1



PRODUKTSPEZIFIKATION

Transportverpackung

Anzahl Konsumentenverpackungen in Transportverpackung:	12
Abmessungen (L x B x H) mm:	221 x 168 x 191
Gewicht (kg):	2,5

6. Kennzeichnung

Produkt = Konsumentenverpackung

Cederroth-Kontaktdaten

Produktnname, Füllmenge, Referenznummer,
CE+NB#, Sterile R, Verfalldatum, CHARGE,

EAN-Code, Temperaturbegrenzungen,

Gebrauchsanweisung, 3

Transportverpackung

Cederroth-Kontaktdaten

Produktnname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum,

EAN-Code, Symbol Limited

Quantity, Menge, CE+NB#,
Sterile R

7. Lagerbedingungen

Lagerung zwischen 0 °C und + 40 °C.

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

Genehmigt: QA&RA Mgr

20.2.2015 15:04:38 +01'00'