

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: 50014
Augenspülung BioPhos®

Produktbild



Produktbeschreibung

- Kunststoff, steril, mit phosphatgepufferter Spüllösung (4,9%)
- erhält das zelluläre Elektrolytgleichgewicht durch die ausschließliche Verwendung natürlicher Substanzen
- besonders schonend, schnelle Neutralisation
- 3 Jahre haltbar
- Spülzeit: 1 Flasche = ca. 2,5 Minuten
- für den mobilen Einsatz oder als Nachfüllflasche in Augenspülstation
- zum Ausspülen bei Verätzungen der Augen durch Chemikalien, Säuren und Laugen, die als feste, flüssige oder gasförmige Stoffe ins Auge gelangt sind

Einsatzbereich

- zum Ausspülen bei Verätzungen der Augen durch Chemikalien, Säuren und Laugen, die als feste, flüssige oder gasförmige Stoffe ins Auge gelangt sind

Spezifikation

Farbe	klar
Volumen	250 ml

Verpackung

Art der Innenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	1
Menge Außenkarton	10
Menge CCG 1-Palette	760
LxBxH Außenkarton in cm	14,5 x 32,5 x 21,5
Volumen in m³ Außenkarton	0.01013188

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: 50014
Augenspülung BioPhos®

Bruttogewicht Außenkarton in gr 3.600

Weiterführende Informationen

Zolltarif-Nr.	25010099
EAN-Innenverpackung	4015544500141
EAN-Außenkarton	4015544905120
Mindesthaltbarkeit	3 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.